

### Техническое задание на обслуживание и ремонт медицинской техники

Работы по контролю технического состояния и техническому обслуживанию (далее КТС и ТО) изделий медицинской техники (далее ИМТ), указанных в заявке на ремонт. Техническое обслуживание ИМТ проводится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромом науки России.

На ТО передаются ИМТ в технически исправном состоянии. Перед принятием на ТО ИМТ Исполнитель проводит КТС и при необходимости, за отдельную плату, выполняет ремонт ИМТ по согласованию с Заказчиком.

КТС включает в себя следующие операции:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, мат ист ролей;
- проверку органов управления, контроля, индикации сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов,
- срабатывания защитных устройств и блокировок,
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;
- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;
- проверку электробезопасности изделия;
- инструментальный контроль основных технических характеристик,
- оформление результатов протоколом, по форме руководствоваться Методическими рекомендациями;
- иные операции, специфические для конкретного типа изделий.

Периодичность КТС определяется эксплуатационной документацией, но не реже одного раза в 12 месяцев.

ТО включает в себя следующие виды работ:

- очистку от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или сто составных частей;
- чистку, смазку и, при необходимости, переборку основных механизмов и узлов;
- затяжку всех ослабленных крепежных элементов;
- заправку расходными материалами, специальными жидкостями и др.;
- замену некоторых составных частей (щетки, фильтры и т.п.);
- плано-предупредительные работы, специфические для данного класса и образца изделий, необходимость, объемы и содержание которых должны, устанавливаться эксплуатационной документацией;
- прошедшую комплексную настройку и регулировку изделий.

Периодичность ТО ИМТ определяется эксплуатационной документацией. В зависимости от условий и сроков эксплуатации.

Все операции по КТС и ТО ИМТ выполняются на месте эксплуатации ИМТ в Лечебном учреждении.

Результаты КТС и ТО фиксируются в журнале ТО, который хранится на месте эксплуатации ИМТ периодичность и объем работ могут быть изменены Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Представитель МСП

Должность

Гл. врач МСП

Подпись



ФИО

Грехов В.А.